
Ablauf Repetitives Testen in Institutionen



On-Boarding und Resultate

- Das Unternehmen bestellt die Tests bei MiSANTO über die Self-Service Plattform
- 2 Versand und Lieferung der bestellten Testskits durch die Post
- Übergabe der Testkits der verantwortlichen Person in der Institution
- Übermittlung der Resultate an die Institution, die Behörden sowie an die betroffene Person

Gepoolte Spucktests

- Testkits sind in der Pick-up Box von der Institution den Personen an einem gut zugänglichen Ort zur Verfügung zu stellen
- 5 Die Person registriert sich auf der MiSANTO Plattform das Testkit und ordnet ihre Personalien dem Testkit zu
- Die Person spült den Mund 30 Sekunden mit Kochsalzlösung und transferiert die Mundspülflüssigkeit in das Probenröhrchen
- **7** Rückgabe der Probe in die Drop-Box in der Institution
- Rücktransport von der Institution zur zentralen Poolingstation von MISANTO
- 9 Pooling der Proben
- 10 Molekulardiagnostische Analyse im Labor

